



NOWOŚCI I PROMOCJE

NOWOŚĆ!

**Rozwiązania GC
do leczenia MIH**

Patrz str. 21

GABINET

Oferty ważne
do 30 kwietnia 2020




Since 1921
Towards Century of Health

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
Tel. +48.12.425.14.74
Info.Poland@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

G-ænial® Universal Injectable

Kompozyt do odbudowy
o wysokiej wytrzymałości

Płynna konsystencja - wysoka wytrzymałość
Zoptymalizuj sposób, w jaki pracujesz!
Rozpocznij wstrzykiwanie naszym najmocniejszym
materiałem do bezpośredniej odbudowy.



NOWOŚĆ!




Łatwe wyciskanie materiału
dla maksymalnego komfortu



Nie spływa:
materiał zachowuje
nadany kształt



Perfekcyjna konstrukcja:
brak niekontrolowanego
wypływu materiału i łatwe
oddzielanie materiału
od końcówki aplikacyjnej



Zginalne końcówki
dla łatwego dostępu
do wszystkich ubytków



- Ultradrobne cząsteczki baru (150 nm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanu (FSC) poprawia dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoka kontrastowość na zdjęciach rtg



G-ænial® Universal Injectable

4+1 lub 5+G-Premio BOND¹! 130 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 4 lub 5 strzykawkę G-ænial Universal Injectable w dowolnym odcieniu + w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę G-ænial Universal Injectable A2 lub A3 lub G-Premio Bond GRATIS¹!

¹GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Art.-Nr. 901487 XBW	Art.-Nr. 901493 A4	Art.-Nr. 901498 AO1
Art.-Nr. 901488 BW	Art.-Nr. 901494 B1	Art.-Nr. 901499 AO2
Art.-Nr. 901489 A1	Art.-Nr. 901495 B2	Art.-Nr. 901500 AO3
Art.-Nr. 901490 A2	Art.-Nr. 901496 CV	Art.-Nr. 901501 JE
Art.-Nr. 901491 A3	Art.-Nr. 901497 CVD	Art.-Nr. 901502 AE
Art.-Nr. 901492 A3.5		

G-ænial® Universal Injectable + G-Premio BOND Promo Pack

25% TANIEJ! 590 zł* ~~790 zł*~~

Art.-Nr. 901509 G-ænial Universal Injectable + G-Premio Bond Promo Pack
Zestaw zawiera: po 1 strzykawkę G-ænial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, G-Premio BOND butelka 5ml, akcesoria



Injection Moulding Kit 460 zł*

Art.-Nr. 901532 Injection Moulding Kit
Zestaw zawiera: po 1 strzykawkę G-ænial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, 1 nabój EXACLEAR (48 ml), 3 końcówki mieszające II L

everX Flow™

NOWOŚĆ!


Wzmocniony włóknem szklanym płynny kompozyt do odbudowy zębiny

Absolutnie stabilna struktura

everX Flow™ to nowe rozwiązanie GC do solidnego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow™ szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających mocnej odbudowy. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomych rezultatów estetycznych.



Optymalny do wzmocnienia dużych ubytków i uzyskania trwałych rezultatów estetycznych



Preparacja ubytku

Aplikacja everX Flo (odcień Bulk)



Warstwa pokrywająca z G-aenial Universal Injectable (Odcień A3)

Sytuacja po zabiegu

Dwa odcienie, dzięki którym możesz sprostać wszystkim wymaganiom

Doskonale dostosowany do **głębokich ubytków w zębach bocznych**

Głębokość utwardzania 5,5 mm

Idealny dla **bardziej estetycznych rezultatów i do odbudowy zrębu**

Głębokość utwardzania 2,0 mm

Odcień Bulk

Odcień Dentin

- Wyższa odporność na pęknięcie dla trwałych i rozległych odbudów
- Idealna tiksotropia dla łatwej aplikacji i doskonałej adaptacji
- Optymalny do wzmocnienia dużych ubytków i uzyskania trwałych rezultatów estetycznych

everX Flow™

4+1 lub 5+G-Premio BOND¹! 265 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 4 lub 5 strzykawkę everX Flow w dowolnym odcieniu + w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę everX Flow Bulk lub Dentin lub G-Premio BOND GRATIS¹!

¹GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

everX Flow™ / Essentia Starter Kit

OFERTA SPECJALNA! 615 zł* ~~735 zł*~~

Art.-Nr. 901533 everX Flow™/Essentia Starter Kit Strzykawki
Zestaw zawiera: 1 strzykawkę (2 ml) everX Flow Bulk, 1 strzykawkę (2 ml) everX Flow Dentin, 1 strzykawkę (2 ml) Essentia U, 40 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 2 osłony chroniące przed światłem

everX Flow™ / G-aenial Universal Injectable Starter Kit

OFERTA SPECJALNA! 615 zł* ~~735 zł*~~

Art.-Nr. 890475 everX Flow™/G-aenial Universal Injectable Starter Kit
Zestaw zawiera: 1 strzykawkę (2 ml) everX Flow Bulk, 1 strzykawkę (2 ml) everX Flow Dentin, 1 strzykawkę (1 ml) G-aenial Universal Injectable A2, 1 strzykawkę (1 ml) G-aenial Universal Injectable A3, 40 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 4 osłony chroniące przed światłem, 20 końcówek dozujących typu długa igła.



Art.-Nr. 012900
everX Flow Bulk
strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk,
20 końcówek aplikacyjnych
Dispensing Tip III z tworzywa,
osłona chroniąca przed światłem;
265 zł*

Art.-Nr. 012901
everX Flow Dentin
strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin,
20 końcówek aplikacyjnych
Dispensing Tip III z tworzywa,
osłona chroniąca przed światłem;
265 zł*

EQUIA Forte™ HT

NOWOŚĆ!

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill
- Twój niezawodny partner przy uzupełnieniach w odcinku bocznym



EQUIA Forte™ HT – Technologia Hybrydowa

- **zwiększona przezierność**
- **jeszcze łatwiejsze stosowanie**



EQUIA Forte™ HT Zestaw Clinic

Silvermix +

Aplikator GRATIS!

1960 zł*



Art.-Nr. 901561 EQUIA Forte™ HT Zestaw Clinic A2
Art.-Nr. 901562 EQUIA Forte™ HT Zestaw Clinic A3
1 opakowanie zawiera 200 kapsułek EQUIA Forte™ HT,
0,40 g proszek i 0,13 g (0,10 ml) płyn (ilość materiału zmieszanego
w kapsułce 0,14 ml), 1 butelkę EQUIA Forte Coat FlipCap (4 ml), akcesoria

Kup 1 opakowanie EQUIA Forte™ HT Zestaw Clinic
+ Aplikator do kapsułek i mieszalnik Silvermix GRATIS!

Promocja ważna dla wszystkich dostępnych zestawów EQUIA Forte™ HT Clinic.
*GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Umów się z nami na spotkanie, zaprezentujemy nasze
rozwiązania i dostarczymy próbkę do Twojego gabinetu.

EQUIA Forte™ HT uzupełnienie

4+1!

550 zł* (cena za opakowanie)

Art.-Nr. 901565 EQUIA Forte™ HT, Kapsułki A2
Art.-Nr. 901566 EQUIA Forte™ HT, Kapsułki A3
1 opakowanie zawiera 50 kapsułek EQUIA Forte™ HT, 0,40 g proszek
i 0,13 g (0,10 ml) płyn (ilość materiału zmieszanego w kapsułce 0,14 ml)

Kup 4 opakowania uzupełnień EQUIA Forte™ HT (po 50 kapsułek)
+ 1 opakowanie uzupełniające EQUIA Forte™ HT (50 kapsułek) A2 lub A3 GRATIS!

Promocja dotyczy wszystkich dostępnych odcieni. Mix odcieni możliwy.
*GRATIS otrzymasz bezpośrednio do Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

WSKAZANIA

- **Wypełnienia ubytków klasy I/ostateczne**
- **Narażone na przeciążenia zgrzyzowe
wypełnienia ubytków klasy II/ostateczne**
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie
cementu korzeniowego, odbudowa zrębu
korony
- **Mocniejszy** i nieklejący się materiał, idealny
do aplikacji typu bulk fill
- **Zwiększona** przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu
i nakładanie środka tączącego
- Doskonała biokompatybilność
- **Prosta zaledwie kilkuetapowa procedura
odbudowy zębów bocznych - bez
absolutnej izolacji**
- **Odbudowa wrażliwych, dotkniętych
hipomineralizacją zębów (MIH) u młodych
pacjentów**

NOWA metoda aktywacji!

Więcej informacji na stronie 5!



Aplikacja typu bulk

Nadanie kształtu

Konturowanie i wykańczanie

Pokrycie glazurą

Utwardzanie światłem

Rezultat końcowy



EQUIA Forte™ HT dostępna jest w następujących opakowaniach i odcieniach:

EQUIA Forte™ HT Zestaw Intro, 325 zł*
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat: A2, A3, B2)
EQUIA Forte™ HT Zestaw Promo, 1130 zł*
(100 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A2-A3, A3, A3-B2
EQUIA Forte™ HT uzupełnienie, 550 zł*
(50 kapsułek): asortyment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EQUIA Forte™ HT Zestaw Clinic, 1960 zł*
(200 kapsułek, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2
Art.-Nr. 901573 **EQUIA Forte Coat FlipCap**
Butelka 4 ml, akcesoria; 270 zł*
Art.-Nr. 900960 **EQUIA Forte Coat**,
50 jednostkowych ampulek (po 0,1 ml); 385 zł*



Konfigurator GC Restorative
Dentistry Guide w wersji 3D,
do bezpłatnego pobrania na
stronie: www.gceurope.com



Fuji II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasonomerowy do wypełnień

Szczególnie nadaje się do stosowania w przypadkach klasy III i klasy V, w których wymagania estetyczne są wysokie oraz przy próchnicy cementu korzeniowego, do techniki kanapkowej, jako materiał do wypełnień u dzieci i do obudowy zębów, na podkłady pod wypełnienia lub jako liner.



Fuji II LC Kapsułki

3+1¹! 510 zł* (cena za opakowanie zawierające 50 kapsułek)

Art.-Nr. 003234 Fuji II LC Kapsułki A2 | Art.-Nr. 003235 Fuji II LC Kapsułki A3
Kup 3 opakowania po 50 kapsułek Fuji II LC w dowolnym odcieniu (0,33 g proszek i 0,10 g (0,085 ml) płyn. Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,10 ml)
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) w odcieniu A3 GRATIS¹!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni. Kapsułki Fuji II LC dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

- Kontrolowane utwardzanie światłem dla prostej bezpośredniej procedury
- Doskonała estetyka i przezierność
- Idealny do przyszykowych erozji/abfrakcji wypełnień w obrębie powierzchni korzenia i pedodoncji
- Optymalny również w otwartej i zamkniętej technice kanapkowej
- Silna adhezja chemiczna zapewniająca doskonałą szczelność brzeżną
- Doskonała skuteczność, potwierdzona klinicznie



Kup 3 opakowania po 50 kapsułek dowolnych materiałów Fuji
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX w odcieniu A2 lub A3 lub 1 opakowanie Fuji II LC w odcieniu A3 GRATIS¹!

Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, poddający się upychaniu materiał glasonomerowy do wypełnień

Umożliwiająca kondensowanie, nieklejąca się konsystencja Fuji IX GP FAST czyni go idealnym glasonomerem do wypełnień klasy V, I i II, jako materiał bazowy lub materiał do odbudowy zębów. Charakterystyczne właściwości szkło-jonomeru w połączeniu z łatwą procedurą stosowania spełniają wymagania stawiane dzisiejszym materiałom do wypełnień.



Fuji IX GP FAST Kapsułki

3 + 1¹! 450 zł* (cena za opakowanie zawierające 50 kapsułek)

Art.-Nr. 003289 Fuji IX GP FAST Kapsułki A2
Art.-Nr. 003290 Fuji IX GP FAST Kapsułki A3
Kup 3 opakowania po 50 kapsułek Fuji IX GP FAST w dowolnym odcieniu (0,40 g proszek i 0,11 g (0,09 ml) płyn. Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml)
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX GP w odcieniu A2 lub A3 GRATIS¹!

Oferta dotyczy Fuji IX GP/FAST i EXTRA we wszystkich odcieniach.
Kapsułki Fuji IX GP dostępne są w odcieniach: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Kapsułki Fuji IX GP FAST dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Kapsułki Fuji IX GP EXTRA dostępne są w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment.

- Różnorodne wskazania
- Silne wiązanie chemiczne
- Szybkie nakładanie jedną porcją
- Brak mikroprzecieków
- Doskonała wytrzymałość na ściskanie i twardość powierzchni
- Ochrona fluorowa
- Biozgodność



NOWA metoda aktywacji!

Materiały do odbudowy i cementowania w kapsułkach


GC ulepsza procedurę dzięki szybszej i łatwiejszej technice aktywacji dla wszystkich kapsułek GC!
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC.

Zmień na "Push & Mix"! – „Wcisnąć i wymieszać”!



G-Premio BOND

Uniwersalny system łączący
do wszystkich wskazań dla kompozytów GC



Konfigurator GC Restorative
Dentistry Guide w wersji 3D,
do bezpłatnego pobrania
na stronie: www.gceurope.com



G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy uniwersalny system łączący do wszystkich technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości!



NOWE ZAMKNIĘCIE TYPU FLIP - TOP

Korzystaj z wysokiej wydajności, odkrywając jednocześnie łatwiejsze użytkowanie



300 aplikacji z jednej 5 ml butelki

Materiały kompozytowe GC (5 strzykawk) 5

1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!

Kup 5 dowolnych strzykawk materiału kompozytowego GC (G-aenial, Essentia, everX Flow) + 1 G-Premio BOND uzupełnienie (5 ml o wartości 305 zł*) GRATIS!

Dotyczy wszystkich strzykawk G-aenial, Essentia i everX Flow. Promocja ważna tylko w tej samej grupie produktów.

* GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu..



G-aenial® Universal Injectable
G-Premio BOND Promo Pack

25% TANIEJ!

590 zł* ~~790 zł*~~

Art.-Nr. 901509 G-aenial Universal Injectable + G-Premio BOND Promo Pack
Zestaw zawiera: po 1 strzykawkę G-aenial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria



- Doskonała adhezja do szkliva i zębiny
- Optymalna lepkość i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramik szklanych (skaleniovych, wzmoconionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramik hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- Redukcja przebarwień
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm podwójnego utwardzania
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty materiału procedura

Skorzystaj z pomocy Regionalnego Konsultanta GC, zaprezentuje nasze rozwiązania i dostarczy próbkę do Twojego gabinetu.

Inne dostępne opakowania:

- Art.-Nr. 012690 G-Premio BOND Opakowanie 3- butelkowe (3 x 5 ml); 775 zł*
- Art.-Nr. 009035 G-Premio BOND Unitdose 50 jednostkowych ampulek (0,1 ml), akcesoria; 380 zł*
- Art.-Nr. 012689 G-Premio BOND Kit 1 butelka 5 ml, akcesoria; 380 zł*
- Art.-Nr. 012695 G-Premio BOND uzupełnienie 1 butelka 5 ml; 305 zł*
- Art.-Nr. 009552 G-Premio BOND DCA 1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); 170 zł*

Aktualne daty kursów i warsztatów Essentia można znaleźć na stronie:
<https://www.gceurope.com/education/courses/>



G-CEM™ Veneer

NOWOŚĆ!

Światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich standardów estetycznych przy prostej aplikacji

Perfekcyjna płynność

G-CEM™ Veneer łączy optymalnie zrównoważoną lepkość z doskonałymi właściwościami fizycznymi i optycznymi. Rezultat: niezwykle estetyczne i trwałe uzupełnienia. Łatwe nakładanie i usuwanie nadmiaru cementu, wyjątkowa wytrzymałość, stabilny kolor i doskonała estetyka sprawiają, że G-CEM™ Veneer rekomendowany jest do uzupełnień zębów przednich i bocznych o grubości poniżej 2 mm wykonywanych z ceramiki lub kompozytu.



G-CEM™ Veneer Starter Kit

800 zł*

Art.-Nr. 012383 **G-CEM Veneer Starter Kit**
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM Veneer strzykawką (1 ml/1,7 g) A2 i TR, 2 x Try-In Paste strzykawką (1,2 ml/1,5 g) A2 i TR, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 45 końcówek dozujących typu igła, akcesoria.

Uzyskany rezultat zachwyca.



Dzięki uprzejmości dr J. Mattiussi, Włochy



- Technologia Całkowitego Pokrycia Silanem - FSC
- Zalety tiksotropii
- Idealne dopasowanie
- Nie klei się
- Nadmiary łatwo usuwalne
- Doskonała polimeryzacja
- Niezwykła odporność na ścieranie
- Minimalna grubość warstwy
- Naturalna estetyka



A2
Standardowy, do stosowania w większości przypadków.



Translucent
Idealny do bardzo cienkich uzupełnień, aby zachować naturalny kolor.



Opaque
Stosowany, gdy trzeba zamaskować przebarwienia podłoża.



Bleach
Służy do zwiększenia nieprzezroczystości i jasności, gdy pożądane są białe, perłowe zęby.

Inne dostępne opakowania:

G-CEM Veneer uzupełnienie

Zawiera: 1 strzykawkę 1 ml/1,7 g + 10 końcówek dozujących typu igła; 125 zł*
Art.-Nr. 012389 **G-CEM Veneer A2**
Art.-Nr. 012390 **G-CEM Veneer Translucent (TR)**
Art.-Nr. 012391 **G-CEM Veneer Opaque (OP)**
Art.-Nr. 012392 **G-CEM Veneer Bleach (BL)**

G-CEM Try-in Paste

Zawiera: 1 strzykawkę 1,2 ml/1,5 g; 135 zł*
Art.-Nr. 012803 **G-CEM Try-in Paste A2**
Art.-Nr. 012804 **G-CEM Try-in Paste Translucent**
Art.-Nr. 012805 **G-CEM Try-In Paste Opaque**
Art.-Nr. 012806 **G-CEM Try-in Paste Bleach**

Akcesoria:

Art.-Nr. 001926 **Końcówki dozujące typu igła** (metalowe) (20 szt.), 2 osłony chroniące przed światłem; 65 zł*
Art.-Nr. 901503 **Końcówki dozujące typu długa igła** (metalowe) (30 szt.); 110 zł*
Art.-Nr. 009553 **G-Multi PRIMER**, 5 ml butelka; 235 zł*
Art.-Nr. 012695 **G-Premio BOND**, 5 ml butelka; 305 zł*
Art.-Nr. 009552 **G-Premio BOND DCA**, 3 ml butelka; 170 zł*



FujiCEM™ Evolve

NOWOŚĆ!

Innowacyjny szkło-jonomer modyfikowany żywicą dla zapewnienia niezawodności i komfortu pracy

O krok do przodu

FujiCEM™ Evolve to wszechstronne rozwiązanie do codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM™ Evolve ma ulepszone właściwości, takie jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie - zwłaszcza do tlenku cyrkonu.




Idealny do uzupełnień metalowych i cyrkonowych



Sytuacja początkowa




Aplikacja przy użyciu Automix



Osadzenie uzupełnienia



Już po 3-sekundowym utwardzaniu światłem uzyskuje się stan plastyczny



Nadmiary są łatwe do usunięcia



Efekt końcowy

Dzięki uprzejmości prof. R. Sorrentino, Włochy



JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ!

FujiCEM™ Evolve Single Pack

350 zł*

Art.-Nr. 012951 FujiCEM™ Evolve Single Pack
Zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM™ Evolve (5 ml/9,2 g),
15 końcówek GC Push and Click Tip Regular

FujiCEM™ Evolve Triple Pack Automix

OFERTA SPECJALNA! 850 zł*

Art.-Nr. 012953 FujiCEM™ Evolve Triple Pack Automix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM™ Evolve (5 ml/9,2 g),
45 końcówek GC Push and Click Tip Regular

- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć - koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem
- Optymalna adhezja do cyrkonu



Pobierz nasz GC Luting Guide zawierający instrukcje krok po kroku dla każdej opcji cementowania.

Inne dostępne opakowania:
Art.-Nr. 012952
FujiCEM™ Evolve Triple Pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM™ Evolve (5 ml/9,2 g),
błoczek do mieszania #22 720 zł*

Aksesoria:
Art.-Nr. 012954
Końcówki **Push and Click Tip Regular** (15 szt.); 65 zł*
Art.-Nr. 012955
Końcówki **Push and Click Tip Endo** (15 szt.); 100 zł*

G-ænial

Uniwersalny kompozyt do prostych w wykonaniu niewidocznych wypełnień



G-ænial Anterior oferuje

- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
- Wszechstronność w stosowaniu
- System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- Bezproblemową pracę



G-ænial Posterior oferuje

- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencję
- Doskonałą wytrzymałość i trwałość

4 x G-ænial A&P
+ 1 x G-ænial A2 lub A3 GRATIS!¹

lub

5 x G-ænial A&P
+ G-Premio BOND GRATIS!¹

¹Wybierz swój indywidualny zestaw odcieni. Odpowiednio do ilości zakupionych strzykawk, strzykawkę G-ænial w odcieniu A2 lub A3 lub butelkę 5 ml G- Premio BOND otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

G-ænial A&P Strzykawki

190 zł* (cena za 1 strzykawkę)

A2 (Art.-Nr. 004679), A3 (Art.-Nr. 004680), P-A2 (Art.-Nr. 004700), P-A3 (Art.-Nr. 004701)

Zamów 4 lub 5 strzykawk G-ænial Anterior lub Posterior w dowolnym odcieniu: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE

+ w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę G-ænial A2 lub A3 lub G-Premio BOND GRATIS!

G-ænial Quick Start

1450 zł*

Art.-Nr. 003909 G-ænial Zestaw Quick Start
7 strzykawk (4,7 g/2,7 ml), po jednej w odcieniu: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE

Kup Zestaw G-ænial Quick Start
+ G-Premio BOND (5 ml) GRATIS!



G-ænial A&P Zestaw Promo

720 zł*

Art.-Nr. 901611 G-ænial Anterior A2 - A3
4 strzykawk (4,7 g/2,7 ml), po dwie w odcieniu: A2 i A3
+ G-ænial Universal Injectable A2 GRATIS!

Art.-Nr. 901612 G-ænial Posterior P-A2-P-A3
4 strzykawk (5,5 g/2,7 ml), po dwie w odcieniu: P-A2 i P-A3
+ G-ænial Universal Injectable A2 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.



Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide w wersji 3D, do bezpłatnego pobrania



G-ænial Flo X

Idealny partner!

G-ænial Flo X zawiera równomiernie rozproszone, ultradrobne cząstki wypełniacza (szkło barowe) i cechuje się niską lepkością i wysokim kontrastem w obrazie rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% przy warstwie 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnostykę próchnicy wtórnej.



G-ænial Flo X

4+1 lub 5+G-Premio BOND¹! 190 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Art.-Nr. 900720 G-ænial Flo X A2
Art.-Nr. 900721 G-ænial Flo X A3
Strzykawka 3,6 g (2 ml); końcówki aplikacyjne z tworzywa (20 szt.)
Zamów 4 lub 5 strzykawk G-ænial Flo X w dowolnym odcieniu
+ w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę G-ænial A2 lub A3 lub G-Premio Bond GRATIS¹!

Dostępnych jest 8 odcieni, które idealnie pasują do odcieni G-ænial Posterior i w zależności od potrzeb dwa rodzaje końcówek aplikacyjnych!
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3
1 x 3,6 g (2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych z tworzywa,
1 osłona chroniąca przed światłem



G-ænial® Universal Injectable

Kompozyt do odbudowy o wysokiej wytrzymałości
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

G-ænial Universal Injectable, uniwersalny, iniekcyjny materiał kompozytowy o wyjątkowej wytrzymałości do długotrwałych estetycznych odbudów wszystkich klas ubytków. Wysoka zawartość ultradrobnych cząsteczek baru i technologia całkowitego pokrycia silanem (FSC) nadaje mu wyjątkową wytrzymałość - wyższą od wiodących kompozytów stałych dostępnych na rynku.

NOWOŚĆ!



G-ænial® Universal Injectable

4+1 lub 5+G-Premio BOND¹! 130 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 4 lub 5 strzykawk G-ænial Universal Injectable
+ w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę w dowolnym odcieniu G-ænial Universal Injectable A2 lub A3 lub G-Premio Bond GRATIS¹!

Dostępny w 16 odcieniach:
XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE 1 x 1,7 g (1 ml),
10 końcówek dozujących,
1 osłona chroniąca przed światłem



¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Więcej informacji i ofert specjalnych dla G-ænial Universal Injectable można znaleźć na stronie 2 w części GABINET.

G-ænial Universal Flo

Płynny... absolutnie uniwersalny
do wszystkich klas ubytków



Ze względu na swoją wyjątkową płynność, G-ænial Universal Flo może być nakładany jak kompozyt płynny i jest równie stabilny jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich rodzajów ubytków i charakteryzuje doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

G-ænial Universal Flo

4+1 lub 5+G-Premio BOND 195 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Art.-Nr. 004621 G-ænial Universal Flo A3
Art.-Nr. 004620 G-ænial Universal Flo A2
Zamów 4 lub 5 strzykawk G-ænial Universal Flo w dowolnym odcieniu
+ w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę G-ænial Universal Flo A2 lub A3 lub G-Premio Bond GRATIS¹!

Dostępnych jest 15 odcieni w trzech poziomach przejrzystości:
Odcienie standardowe: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Odcienie wewnętrzne: AO2, AO3;
Odcienie zewnętrzne: JE, AE
1 x (3,4 g/2 ml), 20 końcówek aplikacyjnych z tworzywa,
1 osłona chroniąca przed światłem.



**4 x G-ænial Universal Flo
+ 1 x G-ænial Universal Flo A2
lub A3 GRATIS¹!**
lub
**5 x G-ænial Universal Flo
+ G-Premio BOND GRATIS¹!**

¹Wybierz swój indywidualny zestaw odcieni.
Odpowiednio do ilości zakupionych strzykawk, strzykawkę G-ænial Universal Flo w odcieniu A2 lub A3 lub butelkę 5 ml G- Premio BOND otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Essentia®



Odkryj 6 opcji rozwiązań, które obejmują wszystkie przypadki kliniczne

Przedni odcinek zębów

Odbudowa warstwowa indywidualnie dostosowana do pacjenta

Boczny odcinek zębów

Odbudowa jednym odcieniem Universal lub naturalna dwuodcieniowa odbudowa warstwowa

Skorzystaj z pomocy Regionalnego Konsultanta GC, zaprezentuje nasze rozwiązania i dostarczy próbkę do Twojego gabinetu.



Essentia® Strzykawki

4+1 lub 5+G-Premio BOND¹! 190 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 4 lub 5 strzykawkę Essentia w dowolnym odcieniu LD, MD, DD, LE, DE, U, OM + w zależności od zakupionej ilości 1 strzykawkę Essentia U lub G-Premio BOND GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Essentia Starter Kit 1160 zł*

Art.-Nr. 900964 Essentia Starter Kit, 7 strzykawkę (2 ml), po jednej w odcieniu: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML; 20 końcówek dozujących z tworzywa + G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml GRATIS!

Essentia Universal Promo Pack 570 zł*

Art.-Nr. 901464 Essentia Universal Strzykawki 3+1 4 strzykawki (2 ml) Essentia Universal

Essentia® Universal Shade

Jeden odcień - zawsze odpowiedni

do wszystkich zastosowań w zębach bocznych
światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rtg
uniwersalny kompozyt do stomatologii odtwórczej



Essentia HiFlo U
Światłoutwardzalny uniwersalny kompozyt o wysokiej płynności

Art.-Nr. 900740
Essentia HiFlo strzykawka
1 x 2 ml (3,6 g), U;
20 końcówek dozujących z tworzywa
185 zł*



Essentia LoFlo U
Światłoutwardzalny uniwersalny kompozyt o niskiej płynności

Art.-Nr. 900742
Essentia LoFlo strzykawka
1 x 2 ml (3,4 g), U;
20 końcówek dozujących z tworzywa
185 zł*



Essentia U
Światłoutwardzalny uniwersalny kompozyt o konsystencji szczególnie podatnej na upychanie

Art.-Nr. 900977
Essentia strzykawka
1 x 2 ml (4,0 g), U;
190 zł*

Art.-Nr. 900998
Essentia ampułki Unitip
15 x 0,16 ml (0,32 g), U
205 zł*



Essentia Universal HiFlo/LoFlo

5 + G-Premio BOND¹! 185 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 5 strzykawkę Essentia HiFlo lub Essentia LoFlo + G-Premio BOND GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Essentia Universal HiFlo/LoFlo

4 + 1¹! 185 zł* (cena za 1 strzykawkę)

Zamów 4 strzykawki Essentia HiFlo lub Essentia LoFlo + 1 strzykawkę Essentia U GRATIS¹!

D-Light® Pro

Zobacz więcej niż dostrzega oko

Diodowa lampa polimeryzacyjna o dwóch długościach fali, z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji




Teraz z:


- **nowym światłowodem o wysokiej wytrzymałości**
- **baterią o zwiększonej wydajności** ⚡




Wizualizacja płytki nazębnej




Wizualizacja zainfekowanej zębiny




Wizualizacja mikroprzecieków



Ocena aktywności bakterii w bruzdach



Wizualizacja wypełnień i nadmiaru cementu



Ocena głębokości pęknięć



Pakiet promocyjny D-Light Pro

Zestaw Promo! 4500 zł* ~~5000 zł*~~

Art.-Nr. 890455 D-Light Pro Zestaw Promo Bundle
Kup 1 lampę D-Light Pro
+ 3 x 5 ml G-Premio BOND butelka
+ po 1 strzykawce G-aenial Universal Injectable 1 ml A2, A3, akcesoria GRATIS!

Opakowanie promocyjne zawiera już gratisowe produkty.

Utwardzanie

- **Tryb HP - wysokiej mocy** 1400 mW/cm²
- Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
- Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm,
- Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów

Ochrona

- **Tryb LP - niskiej mocy**, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm², np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu miazgi

Wykrywanie

- **Tryb DT - detekcji**, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć

Sterylnizacja w autoklawie

G-CEM LinkForce™

Podwójnie utwardzalny kompozyt do adhezyjnego cementowania do wszystkich uzupełnień pośrednich

Jeden cement, trzy bazowe elementy do stworzenia silnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Doskonałe właściwości wiązania chemicznego G-CEM LinkForce zapewniają niezawodną adhezję w każdym przypadku.



G-CEM LinkForce uzupełnienie

2+1! 540 zł¹ (cena za 1 opakowanie)

G-CEM LinkForce, uzupełnienie 540 zł*

Zawiera: 1 strzykawkę 8,7g/5ml, akcesoria
Art.-Nr. 009544 **A2** | Art.-Nr. 009545 **TR**

| Art.-Nr. 009546 **Opaque** | Art.-Nr. 009547 **Bleach**

Kup 2 uzupełnienia G-CEM LinkForce
+ 1 uzupełnienie G-CEM LinkForce A2 lub G-Premio BOND,
uzupełnienie 5 ml GRATIS¹

G-CEM LinkForce System Kit

OFERTA SPECJALNA! 1225 zł*

Art.-Nr. 009540 G-CEM LinkForce System Kit
2 x strzykawka G-CEM LinkForce A2 + TR (8,7 g/5 ml),
30 x końcówki GC Automix Regular, 1 x G-Premio BOND (5 ml),
1 x G-Premio BOND DCA (3 ml), 1 x GC Etchant,
2 x strzykawka G-CEM Try-In Paste 1,5 g/1,2 ml A2 + TR, akcesoria

¹ GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.



Opaque
(uniwersalny nieprzezierny)
Używany do maskowania przebarwień substratów gdy jest to potrzebne



Bleach
(wybielony nieprzezierny)
Dostosowany do bardzo jasnych uzupełnień w celu zwiększenia nieprzezierności i jasności



A2
(A2 przezierny)
Standardowy kolor do cementowania większości prac protetycznych



Translucent
(bezbarny przezierny)
Idealny do bardzo cienkich prac pozwalający na utrzymanie oryginalnego odcienia odbudowy



Inne dostępne opakowania

Art.-Nr. 009542 G-CEM LinkForce Starter Kit A2
Art.-Nr. 009543 G-CEM LinkForce Starter Kit TR

Zestaw Starter zawiera: 1 strzykawkę G-CEM LinkForce (8,7 g/5 ml), 20 końcówek GC Automix Regular, 1 x G-Multi PRIMER (5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml), akcesoria 680 zł*

G-CEM Try-in paste

Zawiera: 1 strzykawkę 1,5 g/1,2 ml 135 zł*

Art.-Nr. 012803 G-CEM Try-in Paste A2

Art.-Nr. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucent

Art.-Nr. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque

Art.-Nr. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Art.-Nr. 012695
G-Premio BOND 5 ml
butelka 305 zł*

Art.-Nr. 009552
G-Premio BOND DCA 3 ml
butelka 170 zł*

Art.-Nr. 009553
G-Multi PRIMER 5 ml
butelka 235 zł*



Zapytaj o przewodnik do naszych cementów do osadzania!



Nowy przewodnik GC dotyczący cementowania, w wersji na Twój smartfon, do bezpłatnego pobrania na stronie: luting.gceurope.com



G-CEM LinkAce™

Samoadhezyjny cement kompozytowy do osadzania w strzykawce Automix



Zalety

- Doskonałe wiązanie ze wszystkimi nowoczesnymi materiałami odtwórczymi
- Wysoka wytrzymałość wiązania z zębinią i szkliwem w trybie chemicznego wiązania i w trybie utwardzania światłem
- Nie wymaga kondycjonowania tkanek zęba
- Cementowanie wszystkich rodzajów wkładów typu inlay, onlay, koron i mostów wykonanych z kompozytu i metalu
- Cementowanie prefabrykowanych wkładów wykonanych z metalu i ceramiki, wkładów z włókna szklanego i indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych



G-GEM LinkAce Strzykawki

2+1! 470 zł* (cena za 1 opakowanie)

Kup 1 opakowanie zawierające 2 strzykawki G-CEM LinkAce w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka G-CEM LinkAce A2 x 4,6g/2,7ml GRATIS!

* GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.


Dostępne opakowania, 470 zł*

Art.-Nr. 004861 **G-CEM LinkAce A2** 2 strzykawki x 4,6 g/2,7 ml
Art.-Nr. 004862 **G-CEM LinkAce Translucent** 2 strzykawki x 4,6 g/2,7 ml
Art.-Nr. 004863 **G-CEM LinkAce AO3** 2 strzykawki x 4,6 g/2,7 ml
Art.-Nr. 004864 **G-CEM LinkAce BO1** 2 strzykawki x 4,6 g/2,7 ml

Akcesoria:


Art.-Nr. 900495 **Końcówki Automix do Endo** 10 szt.; 40 zł
Art.-Nr. 900668 **Końcówka Automix Regular** 10 szt.; 40 zł*

Metal



Krażek metalowy 1mm

Tlenek cyrkonu



Krażek cyrkonu grubości 0,4 mm z warstwą ceramiki do 1,6 mm



Initial™ LRF BLOCK

Bloczki CAD/CAM z ceramiki skalenieniowej wzmocnionej leucytem do pełnokonturowych uzupełnień pośrednich

Wystarczy wyfrezować ... wypolerować ... zacementować ... **bez glazurowania!**



NOWOŚĆ!



Wymiary



12
15 x 12 x 10 mm
Inlay
mała korona



14
18 x 14 x 12 mm
Standardowa
korona
Onlay



14L
18 x 14 x 14 mm
Duża korona

Odcienie

LT



HT



BLEACH



Initial™ LRF Glazing Kit Cerec Promo

20% TANIEJ!

670 zł* ~~835 zł*~~

Art.-Nr. 900757 Initial™ LRF Glazing Kit Cerec Promo
Zawiera: 3 x Initial™ LRF Block A2-HT-14, 2 x Initial™ LRF Block A2-LT-14, 3 x Initial™ LRF Block A3-HT-14, 2 x Initial™ LRF Block A3-LT-14, Initial™ LRF glazura w paście i płyn, Pędzelek Initial™ 02 LP

Initial™ LRF Cerec Block

4+1! 255 zł¹ (cena za opakowanie)

Przy zakupie 4 opakowań Initial™ LRF Cerec Block (po 5 bloczków), otrzymasz 1 opakowanie bloczków CERASMART (5 szt.) A2 HT lub A3 HT rozmiar 14. GRATIS!¹ (dotyczy wszystkich dostępnych artykułów)

¹GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach

Rozmiar 12: 255 zł* za opakowanie
Rozmiar 14: 255 zł* za opakowanie
Rozmiar 14L: 255 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu

Glazura w paście i płyn; 170 zł*

Bloczki Initial™ LRF są kompatybilne z systemem CEREC.

Wytrzymały i kompaktowy

- Wyższa wytrzymałość w porównaniu do konwencjonalnych bloczków z ceramiki skalenieniowej
 - Mniejsze ryzyko odpryskiwania
 - Precyzyjne krawędzie
 - Bardzo gładkie powierzchnie już po wyfrezowaniu
- ### Połysk i estetyka
- Łatwe i szybkie polerowanie
 - Efekt kameleona

G-CEM LinkForce™

Podwójnie utwardzalny kompozyt do adhezyjnego cementowania do wszystkich uzupełnień pośrednich

Uniwersalne i niezwykle skuteczne rozwiązanie do wszystkich wyzwań w zakresie cementowania adhezyjnego

Więcej informacji na temat G-CEM LinkForce można znaleźć na stronie 14.



Optymalne

CERASMART™ 270

Absorbujące działanie sił bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Naturalne dopasowanie i elastyczność

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



NOWOŚĆ!



Wymiary



12
15 x 12 x 10 mm
Wkłady typu inlay
Korony małe




14
18 x 14 x 12 mm
Korony standardowe
Nakłady typu onlay



14L
18 x 14 x 14 mm
Korony duże

Odcienie



CERASMART™ 270 Advanced Kit

1655 zł* ~~1767 zł*~~

Art.-Nr. 901594 CERASMART™270 Advanced Kit

Zawiera: 10 x CERASMART270 (3 x A2 HT; 3 x A3 HT; 2 x A2 LT; 10 bloczków rozmiar 14 (3 x A2 HT; 3 x A3 HT; 2 x A2 LT; 2 x A3 LT); 5 x OPTIGLAZE color: A Plus 2,6 ml, White 2,6 ml, Red Brown 2,6 ml, Clear 5 ml, Clear HV 5 ml oraz G-MULTI PRIMER 5 ml.

CERASMART™ 270 Cerec Block

4+1! od 405 zł* (cena za opakowanie 5 bloczków)

Przy zakupie 4 opakowań CERASMART 270 (po 5 bloczków), otrzymasz 1 opakowanie bloczków CEREC (5 szt.) A2 HT lub A3 HT w rozmiarze 14 GRATIS!
(dotyczy wszystkich dostępnych artykułów)

* GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Rozmiar 12: 405 zł* za opakowanie
Rozmiar 14: 445 zł* za opakowanie
Rozmiar 14L: 480 zł* za opakowanie
Po 5 bloczków w opakowaniu

Bloczki CERASMART™ 270 są kompatybilne z CEREC i są na liście najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

osadzanie ...

G-CEM™ Veneer

Światłoutwardzalny cement kompozytowy do wysokich standardów estetycznych przy prostej aplikacji

Więcej informacji na temat G-CEM Veneer można znaleźć na stronie 8.



TEMPSMART™ DC

NOWOŚĆ!

Szybka i niezawodna droga do ostatecznej odbudowy

Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej. Nie tylko chronią opracowane zęby, ale zapewniają komfort i estetykę w czasie, gdy pacjent czeka na ostateczne uzupełnienie. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki TEMPSMART™ DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART™ DC to pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, który ułatwia i usprawnia codzienną pracę.



BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

- Wysoka wytrzymałość na pękanie
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

INTELIWENTNE ROZWIĄZANIE

- Krótki czas procedury dzięki opcji utwardzania światłem

ESTETYCZNE ROZWIĄZANIE


- Fluorescencja i długotrwały połysk

BEZPROBLEMOWE ROZWIĄZANIE

- Nieklejąca powierzchnia
- Wysoki połysk w kilku krokach



Czasy etapów procedury TEMPSMART DC w porównaniu do konkurentów (min)



Źródło: GC R&D, Japonia 2018. Dane w dokumentacji

Skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji o TEMPSMART™ DC!

TEMPSMART™ DC

3+1! 355 zł* (cena za opakowanie)

Kup 3 opakowania TEMPSMART™ DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie TEMPSMART™ DC nabój 48 ml w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni.

*GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Aksesoria: 901537 Końcówki mieszające II SSS (60 szt.) 205 zł*

Nabój 48 ml, 16 końcówek mieszających

Art.-Nr.	012770	012771	012772	012773	012774	012775
Odcień	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW



TEMPSMART™ DC

OFERTA SPECJALNA 355 zł* (cena za opakowanie)

Kup 2 opakowania TEMPSMART™ DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie EXACLEAR, 2 x nabój 48 ml GRATIS! lub aplikator Cartridge Dispenser II GRATIS!

Oferta dotyczy wszystkich odcieni.

*GRATIS otrzymasz bezpośrednio od Konsultanta GC lub za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

TEMPSMART™ DC 210 zł* (cena za opakowanie)

Strzykawka 10 ml, 10 końcówek mieszających

Aksesoria: 900668 Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular (10 sztuk) 40 zł*

Art.-Nr.	012776	012777	012778	012779
Odcień	A1	A2	A3	B1



Technika iniekcyjna

EXACLEAR

Mieć doskonały widok

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy
- Twój partner do przejrzystej pracy. Innowacyjny,
przezroczysty materiał silikonowy, który ułatwia
drogę do doskonałych rezultatów.



NOWOŚĆ!



Idealny do:

- **Techniki modelowania iniekcyjnego:** łatwa kontrola wstrzykiwania i doskonałe utwardzanie światłem
- **Prac z tymczasowymi koronami i mostami:** skuteczne utwardzanie światłem podwójnie utwardzalnych materiałów, takich jak TEMPSMART™ DC
- **Nakładania warstwowego kompozytu:** łatwe utwardzanie światłem od strony podniebiennej
- **Umieszczania włókien lub zamków:** łatwe przenoszenie z modelu do jamy ustnej



KRYSTALICZNIE CZYSTY OBRAZ

- Wysoka przezroczystość zapewnia doskonałą wizualną kontrolę szczegółów
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej transparencji

OPTYMALNE STOSOWANIE

- Optymalna konsystencja umożliwia łatwe umieszczenie w łożcu
- Do odbudowy techniką iniekcyjną
- Bardzo łatwo naciąć lub nawiercić

ODTWARZANIE

- Doskonałe odtwarzanie detali, optymalna stabilność i odporność na rozrywanie podczas aplikacji
- Perfekcyjne przenoszenie z modelu do jamy ustnej

Skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji o EXACLEAR!

EXACLEAR

250 zł*

Art.-Nr. 012792 EXACLEAR
2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L

Akcesoria:
Art.-Nr. 900114 60 końcówek mieszających II L 288 zł*



Zapływanie bez wywierania nacisku
Optymalna konsystencja dla łatwego umieszczenia w łożcu



Konsystencja optymalna do przeprowadzenia udanej procedury



Zapływanie pod wpływem nacisku. Płynna podczas wprowadzania dla zapewnienia doskonałego dopasowania do preparacji i precyzyjnego odtworzenia szczegółów



Łatwe nawiercanie
Sztwna i stabilna po związaniu i łatwa do nacinania i wywiercania otworów do wstrzykiwania



Nie rozrywa się
Na tyle elastyczna, aby podczas zdejmowania materiał nie pękał i nie odkształcał się

Injection Moulding Kit 460 zł*

Art.-Nr. 901532 Injection Moulding Kit
Zestaw zawiera: po 1 strzykawkę G-aenial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3, 1 nabój EXACLEAR (48 ml), 3 końcówki mieszające II L.





Nasza aplikacja umożliwia łatwe przeglądanie katalogu produktów GC, otrzymywanie najnowszych wiadomości, zapisywanie się na wydarzenia i wiele więcej. Im częściej korzystasz z „Programu lojalnościowego dla klientów”, tym więcej uśmiechów zdobywasz!



Get the app

WORKSHOP

Szkolenia A-La-Carte w gabiecie

Chcesz z korzyścią dla swojej praktyki wykorzystać przerwę, popołudnie lub wieczór? Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC, gdzie jakość i kompetencje są na pierwszym miejscu. Jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej. Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu.

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Wiele przydatnych wskazówek do zastosowania w codziennej praktyce!”

„Wystarczająco dużo czasu, aby samemu poćwiczyć na modelu.”

„Dobrze zorganizowane i instruktywne”

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z Regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental

Możliwe szkolenia:

HIPOMINERALIZACJA TRZONOWCOWO - SIEKACZOWA (MIH)

- Jak rozpoznać i leczyć zęby dotknięte MIH?
- Co to jest MIH i jakie są jego objawy?
- Jakie są opcje leczenia i które produkty są najbardziej odpowiednie?
- Warsztaty z wykorzystaniem materiałów do MIH.



SZYBKE WSTRZYKIWANIE Z FORMAMI SILIKONOWYMI (TECHNIKA INIEKCYJNA)

- Wykonywanie krok po kroku licówek kompozytowych i tymczasowych uzupełnień przy użyciu przezroczystych matryc silikonowych.

ESSENTIA: ESTETYKA OD PODSTAWY

- Zrozumienie nowej koncepcji odcieni, w której naturalny ząb służy za punkt odniesienia.
- Dobór odcienia za pomocą techniki „button” i wykonanie własnego kolornika.
- Wykonanie uzupełnienia klasy IV.
- Wykonanie licówki kompozytowej.
- Możliwości indywidualnej charakteryzacji.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko

MIH jest częstym zaburzeniem rozwojowym, które zwykle dotyka jednego lub więcej pierwszych zębów trzonowych stałych. Istnieją bardzo zróżnicowane stopnie nasilenia - od umiarkowanych nieprzezroczystości (zmętnień), aż po postępujące uszkodzenia z utratą szkliwa.



MI Paste Plus® & Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy do ochrony zębów o potrójnym działaniu: Wzmocnienie, Ochrona, Regeneracja.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

Tooth Mousse 600 zł* (cena za opakowanie 10 tub)

MI Paste Plus 650 zł* (cena za opakowanie 10 tub)

MI Paste Plus Zestaw Promo

10+3! 650 zł*

Art-Nr. 901620 MI Paste Zestaw Promo 10 + 3
Zawartość: 10 tubek MI Paste Plus (smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy)
+ 2 tubki MI Paste Plus o smaku truskawki i 1 tubka MI Paste Plus o smaku mięty GRATIS!

Produkt GRATIS jest już zawarty w podanym zestawie promocyjnym.



Łagodna postać MIH



Umiarkowana postać MIH



Siekacze dotknięte MIH



Ciężka postać MIH

1 © Prof. van Amerongen, Niderlandy; 2 - 4 © Prof. Baroni, Włochy

Obraz kliniczny

- Odgraniczone nieprzezroczystości szkliwa (zmętnienia), od kremowo białych do żółto-brązowych przebarwień
- Objęte schorzeniem szkliwo ma prawidłową grubość (o ile nie doszło do postępującej utraty)
- Zmiany mogą występować asymetrycznie
- Kiedy poważnie dotknięty zostanie pierwszy trzonowiec, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zagrożony będzie również trzonowiec po przeciwległej stronie łuku
- Zmiany na siekaczach przyśrodkowych są zwykle mniej dotkliwe, ale czasem mogą być nieestetyczne



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Pierwsze, wypróbowane i przetestowane miliony razy kremy ochronne do zębów z opatentowanym kompleksem aktywnym Recaldent™
- Zaopatruje zęby w niezbędną ilość wapnia, fosforu i fluoru*
- Eliminuje nadwrażliwość
- Idealne zdrowie zębów, stała ochrona, wzmocnienie i regeneracja
- Działa szybko i skutecznie
- Bezcukrowa ochrona zębów

* MI Paste Plus zawiera dodatkowo 900 ppm fluoru

Tooth Mousse czy MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane do tych samych wskazań. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozji. Ponadto produkt nadaje się również do przypadków, w których nie jest wymagana ani pożądana suplementacja fluorowa. Do stosowania na noc Tooth Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można stosować od tego wieku.

Zapytaj o informacje dla pacjentów na temat MIH do Twojej poczekalni, które możesz otrzymać z biura GC lub od Konsultanta GC z Twojego regionu. WKRÓTCE: plakat MIH do poczekalni!



CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluor) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne Victoria w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka. Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białka mleka i hydroksybenzoosan.

Implanty Aadva™

NOWOŚĆ!

Innowacyjna technologia implantologiczna

System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotetyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

- Heksagonalny indeks wewnątrz szczelnego, stożkowego połączenia: ułatwia wprowadzanie i pozycjonowanie części protetycznych
- Jeden wkrętak do implantów odpowiedni do trzech różnych średnic
- Jednorodna topografia mikrostrukturalna dzięki zastosowaniu matrycy technologicznej GC (Anchor® Surface Technology)
- Delikatnie stożkowy kształt trzonu implantu zapewniający jego dobrą pierwotną stabilizację przy jednoczesnej ochronie tkanki kostnej
- Optymalna geometria gwintu i kształt implantu zapewniające uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością
- Zaokrąglony wierzchołek dla większego bezpieczeństwa
- Mechanicznie opracowana krawędź implantu jako profilaktyka periimplantitis
- Wykorzystanie efektu platform-shifting i platform-switching. Aktywna ochrona tkanek miękkich i twardych, zapewniająca osiągnięcie i utrzymanie integracji estetycznej i funkcjonalnej
- Kompaktowa i ergonomiczna kasetka chirurgiczna wyposażona w wiertła o wyjątkowo wysokiej jakości



Zarządzanie estetyką dziąsła na etapie protetycznym

Hermetyczne połączenie stożkowe oraz kontrolowana pozycja implantu pomagają w uzyskaniu właściwego profilu wyłaniania pracy protetycznej. Śruby gojące dostępne w trzech różnych wysokościach przedziąsłowych (EPH 1.0 - 2.5 - 4.0 mm) i trzech średnicach (4 - 5 - 6 mm) umożliwiają sterowanie procesem gojenia tkanek miękkich w wymiarze poziomym i pionowym, a tym samym optymalną kontrolę ostatecznego efektu estetycznego odbudowy protetycznej.



Przewidywalność i powtarzalność wyników



Dostosowane sekwencje nawiercania, łatwość przenoszenia i wprowadzania implantów.



Wysoka jakość gojenia sąsiadujących tkanek miękkich.



Wysoka jakość całkowicie wygojonych tkanek miękkich i estetyczna integracja odbudowy protetycznej.



Zdjęcie rtg wykonane 36 miesięcy po zabiegu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Rebouillat, Chalais, Francja



OFERTA NA START

20 implantów **10000 zł*** ~~12000 zł*~~

Kupując 20 dowolnych implantów Aadva otrzymasz kasetę chirurgiczną i 20 śrub zamykających do poszczególnych implantów + G-CEM LinkForce Starter Kit A2 GRATIS!

Konsultant ds. implantów
Piotr Dąbrowski - tel: +48.505.402.204

Linia implantów Aadva

Implanty cylindryczne

- **Wąski \varnothing 3.3**
Długości 8-10-12-14 mm
- **Standardowy \varnothing 4.0**
Długości 8 -10 -12 -14 mm
- **Szeroki \varnothing 5.0**
Długości 8-10-12-14 mm

wąski standardowy szeroki

Implanty stożkowe

wąski standardowy szeroki

Implanty krótkie

\varnothing 4.2 \varnothing 5.2
Długość 6,3 mm

Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim

Upewnij się, że identyfikujesz preferowane przez Ciebie produkty we właściwy sposób, aby chronić swoich pacjentów!

Dla nas w GC jakość jest na pierwszym miejscu i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ją naszym klientom nienaruszoną. Twój sukces kliniczny i, co najważniejsze, bezpieczeństwo Twoich pacjentów są zapewnione dzięki naszym najwyższym standardom produkcji i możliwości śledzenia drogi naszych produktów aż do Twojego gabinetu.

Zabezpiecz się i szybko zidentyfikuj oryginalne materiały GC, postępując zgodnie z poniższą listą



Znak CE na opakowaniu.

Potwierdza to, że produkty zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.




Dane producenta.

Jest to jedyny sposób na szybką i prawidłową identyfikację producenta wyrobu medycznego, któremu należy zgłaszać zdarzenia niepożądane.



Instrukcje użytkowania (IFU).

Zawierają one wszystkie wiarygodne informacje na temat metody stosowania, wskazań, przeciwwskazań i potencjalnych zagrożeń związanych z ich stosowaniem. Produkty bez IFU mogą narazić Twoją praktykę na niebezpieczeństwo, a co najważniejsze, mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta.



Opakowanie zewnętrzne.

Kupując produkty bez oryginalnego opakowania, nie ma pewności, że produkty te były przechowywane i transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami. Dystrybucja produktów bez oryginalnego opakowania może znacząco wpłynąć na skuteczność, jakość i stabilność produktu.



Oficjalni partnerzy dystrybucyjni.

Zabezpiecz się, kupując za pośrednictwem jednego z naszych oficjalnych kanałów dystrybucji, aby zapewnić identyfikowalność i zachowaj ostrożność, gdy przewaga cenowa jest zbyt wysoka.

Podróbki są nielegalne i niebezpieczne dla Twoich pacjentów. W naszej walce o jakość potrzebujemy Twojej pomocy w identyfikowaniu i powstrzymaniu takich działań oraz nienarażaniu Twojej pracy na szwank. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, że podrobiony produkt mógł zostać Ci przekazany, skontaktuj się z nami!

GC

Nasi współpracownicy są zawsze do Państwa dyspozycji w celu konsultacji



Marek Lipa
KATOWICE
M. +48 606 882 179
Marek.Lipa@gc.dental



Beata Jagielska
KRAKÓW
M. +48 601 573 601
Beata.Jagielska@gc.dental



Tomasz Uniowski
LUBLIN
M. +48 663 206 612
Tomasz.Uniowski@gc.dental



Tomasz Markowski
POZNAŃ/SZCZECIN/GDAŃSK
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental

Małgorzata Derwińska
KOSZALIN / GDAŃSK / OLSZTYN
M. +48 697 692 202
Małgorzata.Derwinska@gc.dental



Sebastian Lewandowski
GDAŃSK / BYDGOSZCZ / TORUŃ
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental



Maria Glabisz
POZNAŃ / SZCZECIN
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental



Krzysztof Szymanski
WARSZAWA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / CZĘSTOCHOWA / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental



Aleksander Szczywowski
WARSZAWA / BIAŁYSTOK
M. +48 534 189 825
Aleksander.Szczywowski@gc.dental



Joanna Łaban-Nanowska
WROCLAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental



Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental



GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
Tel. +48.12.425.14.74
Info.Poland@gc.dental
www.eeo.gc.europa.com

WSZYSTKIE POTRZEBNE NARZĘDZIA W ZASIĘGU RĘKI

GET CONNECTED
SMILE PROGRAM