



PAKIETY PROMOCYJNE

wrzesień-grudzień 2024



Materiał przeznaczony dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

DS Core™

Platforma cyfrowa dla stomatologi

Zmień oblicze swojej praktyki endodontycznej.

1 Natychmiastowy dostęp do przypadku

Ekspresowa komunikacja między lekarzem prowadzącym a endodontą. DS Core zapewnia zgodność z wymogami RODO i umożliwia stomatologom błyskawiczne udostępnianie zdjęć RTG, skanów i innych danych pacjentów, dzięki czemu możesz szybko otrzymywać dostęp do przypadku - z dowolnego miejsca.

2 Weryfikacja + bezproblemowa współpraca

Platforma komunikacyjna DS Core zapewnia całłościowy podgląd każdego przypadku bezpośrednio z przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu – z możliwością dodawania adnotacji, także na zdjęciach RTG 3D.


3 Usprawniona komunikacja z pacjentem

Użyj tej samej platformy komunikacyjnej, aby wyjaśnić pacjentowi zalecane plany leczenia i zachęcić go do akceptacji leczenia.

4 Udostępnianie ostatecznych plików

Po zakończeniu leczenia kanałowego udostępnij stomatologowi kierującemu nowe pliki i dokumentację pacjenta.

Dowiedz się
więcej:



**Dentsply
Sirona**

4 890 PLN

SmartLite® Pro EndoActivator™ Complete Kit

(Ref. 644431)

W zestawie:

Ładowarka, Handpiece,
końcówka endoaktywatora,
75 końcówek do endoaktywatora

Przy zakupie

SmartLite® Pro EndoActivator™ Complete Kit

GRATIS: 2x ProTaper Ultimate™ Asortyment

(1 blister = 5 pilników)



+ GRATIS



8 690 PLN

Lampa SmartLite® Pro Complete Kit + EndoActivator™ Refill

(Ref. 644400 + 644432)

W zestawie: Ładowarka, Handpiece,
końcówka polimeryzacyjna,
końcówka transluminacyjna,
końcówka endoaktywatora,
75 końcówek do endoaktywatora

Przy zakupie

Lampa SmartLite® Pro Complete Kit

+ EndoActivator™ Refill

GRATIS: 6x ProTaper Ultimate™ Asortyment

(1 blister = 5 pilników)



+ GRATIS



SmartLite Pro z Endoaktywatorem

- ✓ Zaprojektowany w sposób zapewniający ruch wielokierunkowy, SmartLite Pro EndoActivator™ wykorzystuje ruch eliptyczny i zwiększoną energię do efektywnej aktywacji środka płuczącego, co prowadzi do uzyskania powierzchni z większą liczbą otwartych kanałików zębinowych i zapewnia lepszą obturację.
- ✓ Większe bezpieczeństwo podczas każdego postępowania: elastyczne, pasywne końcówki z tworzywa klasy medycznej pozwalają uniknąć tworzenia stopni, transportacji, powiększenia i kształtowania kanału.
- ✓ Energia fali akustycznej o dwóch częstotliwościach do zabiegów endodontycznych (18,000 cpm + 3,000 cpm).
- ✓ Nowoczesna, wielofunkcyjna stacja ładująca: gniazdo ładowania i miejsce na przechowywanie elementów dodatkowych.
- ✓ Intuicyjna obsługa baterii: tryb szybkiego ładowania, łatwe i szybkie podłączanie baterii z powiadomieniem dźwiękowym, ciągła zdolność urządzenia do pracy dzięki zapasowej baterii.
- ✓ Niezawodne rezultaty kliniczne – duża (10 mm) średnica pola aktywnego utwardzania pozwala objąć bardziej rozległe odbudowy. Kompaktowy kształt i klinicznie istotna długość końcówki pozwalają wygodnie docierać ze światłem do odbudów w zębach bocznych.

X-Smart Pro+

- ✓ Umożliwiają pracę z momentem obrotowym do 7,5 N·cm oraz z prędkością do 3000 obr./min., mikrosilnik endodontyczny X-Smart Pro+ zapewnia optymalną pracę systemami pilników endodontycznych firmy Dentsply Sirona zarówno w trybie ruchu obrotowego jak i recyprokalnego.
- ✓ Zintegrowany endometr daje Ci pewność działania i zapewnia precyzję kształtowania**.
- ✓ Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego powoduje, że nie musisz się obawiać o możliwość zintegrowania Twojego urządzenia z rozwiązaniami, które pojawiają się w przyszłości.
- ✓ Technologia Dynamic Accuracy™ pozwala na bezpośrednie ustalenie długości kanału w trakcie
- aktywnego kształtowania, a funkcjonalność automatycznego wycofywania narzędzia (auto-reverse) pozwala pilnikowi dążyć do założonego celu.
- ✓ Zdejmowana/sterylizowalna w autoklawie metalowa osłona mikrosilnika spełnia najnowsze wytyczne z zakresu kontroli zakażeń. Ogranicza produkcję odpadów, powodując, że rękawy ochronne, pełniące funkcję bariery, stają się zbędne.
- ✓ Opatentowany bezczujnikowy system X-Smart® Pro+ zapewnia informację zwrotną odnośnie prędkości i momentu obrotowego w zakresie 360°, co pozwala skrócić czas reakcji i zapewnić stabilne ustawienia dla pilnika.

*W porównaniu z kątnicami o większych wymiarach głowicy.

**Mikrosilnik dostępny również w wersji bez wbudowanego endometru.



Zintegrowane
oświetlenie LED,
10 lumenów

10,59 mm

Doskonała widoczność i dostęp

Lokalizacja ujść i wejście do kanału bez obaw
Łatwe leczenie pacjentów z ograniczeniem otwierania ust*

Regulacja ustawienia
w zakresie 360°

Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz dotykowy

Duży, łatwy do czyszczenia ekran

Łatwy do obsługi w rękawiczkach

Nawet 30 zindywidualizowanych sekwencji
pilników z aktualizacjami oprogramowania
sprzętowego, dzięki czemu użytkownik jest
gotowy na przyszłe systemy pilników

Przełącznik nożny Bluetooth (opcjonalny)



PROMOCJA*

X-Smart Pro+/X-Smart Pro ProTaper Ultimate Kit

W zestawie:

- 1x X-Smart Pro+ LUB X-Smart Pro
- 4x ProTaper Ultimate Sequence 25mm (1 blister = 5 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate SX 19 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate Slider 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate Shaper 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate F1 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate F2 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x ProTaper Ultimate Gutaperka Conform Fit (F1-F3)
- 1x ProTaper Ultimate sączki papierowe (F1-F3)
- 2x ProTaper Ultimate igły do irygacji (1 opakowanie = 5 igieł)
- 1x ProTaper Ultimate karta sekwencyjna
- 1x AH Plus Jet Starter Kit – 1x strzykawka 15g, 20x końcówki



X-Smart Pro+
13300 PLN
LUB X-Smart Pro
10300 PLN
otrzymasz

+GRATIS

przy zakupie

X-Smart Pro+ PTU Kit
(wersja z endometrem) LUB

X-Smart Pro PTU Kit
(wersja bez endometru)
otrzymasz **GRATIS:**

3x ProTaper Ultimate
Assortment (1 blister = 5 pilników)



PROMOCJA*

X-Smart Pro+/X-Smart Pro WaveOne Gold Kit

W zestawie:

- 1x X-Smart Pro+ LUB X-Smart Pro
- 4x WaveOne Gold Sequence (1 blister = 3 pilniki) – 1x pilnik K-File 10,
- 1x pilnik WaveOneGold Glider, 1x pilnik WaveOneGold Primary
- 2x WaveOne Gold Glider 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x WaveOne Gold Small 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x WaveOne Gold Primary 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x WaveOne Gold Medium 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 1x WaveOne Gold Large 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 1x WaveOne Gold Gutaperka Conform Fit Assortment
- 1x WaveOne Gold sączki papierowe Primary
- 2x WaveOne Gold igły do irygacji (1 opakowanie = 5 igieł)
- 1x WaveOne Gold karta sekwencyjna
- 1x AH Plus Jet Starter Kit – 1x strzykawka 15g, 20x końcówki



X-Smart Pro+
13300 PLN
LUB X-Smart Pro
10300 PLN
otrzymasz


+GRATIS

przy zakupie

X-Smart Pro+ WOG Kit
(wersja z endometrem) LUB

X-Smart Pro WOG Kit
(wersja bez endometru)
otrzymasz **GRATIS:**

3x WaveOne Gold
Primary (1 blister = 3 pilniki)



* Materiały gratisowe są przesyłane z biura Dentsply Sirona w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

MÓJ MIX*

pilników maszynowych

Przy zakupie produktów:

ProTaper Next, Proglider (1 blister = 3 pilniki) o wartości **259 PLN**

ProTaper Retreatment, Pathfile (1 blister = 6 pilników) o wartości **379 PLN**

ProTaper Gold (1 blister = 6 pilników) o wartości **310 PLN**

Wave One Gold, WaveOne Gold Glider (1 blister = 3 pilniki) o wartości **249 PLN**


ProTaper Ultimate (1 blister = 3 pilniki) o wartości **166 PLN**

ProTaper Ultimate (1 blister = 6 pilników) o wartości **332 PLN**

ProTaper Ultimate (1 blister = 5 pilników) o wartości **276 PLN**

Trunatomy (1 blister = 3 pilniki) o wartości **207 PLN**

Trunatomy (1 blister = 5 pilników) o wartości **345 PLN**



MÓJ
MIX*

MIX* 3600 PLN

Xcp-Ds Fit Complete Kit

Przy zakupie produktów

Dentsply Sirona Restorative

o wartości min. 1800 PLN ORAZ

produktów Dentsply Sirona Endodontics

o wartości min. 1800 PLN



przy kwocie minimum 1600 PLN

otrzymasz GRATIS:

AH Plus Jet Starter Kit

(strzykawką 15g + 20 końcówek mieszających)

LUB końcówka **Start-X nr 3** do poszukiwania ujść kanałów

do skalera typu EMS lub typu Satelec

Przy kwocie
1600
PLN
otrzymasz

+GRATIS

LUB LUB



typ EMS

typ Satelec

otrzymasz GRATIS: zestaw pozycjonerów

Uniwersalne pozycjonery do radiografii cyfrowej.

Zestaw zawiera: 1x XCP-ORA Ramię, 1x XCP-ORA Pierścień,

1x Pierścień Endo, 1x Ramię Endo, 10x uchwyt XCP-DS FIT (po 2 szt.:
przednie, boczne, zgryzowe pionowe, zgryzowe poziome, endo)

o wartości
1400
PLN

+GRATIS



Dowiedz się więcej:



Start-X™

Końcówki ultradźwiękowe do opracowywania dostępu

- Prosty system – jeden rodzaj końcówki – jedno wskazanie
- Pełen zakres końcówek zaprojektowanych do konkretnych wskazań klinicznych
- Wysoka precyzja pracy dzięki znakomitej widoczności pola zabiegowego
- Mikrofrezowane części aktywne – minimalizacja ryzyka potencjalnej utraty nasypu diamentowego w ustach pacjenta
- Końcówki dostępne do skalerów ultradźwiękowych EMS i Satelec

Końcówka nr 1

Wykańczanie ścian ubytku

Końcówka nr 3

Usuwanie materiału blokującego dostęp do ujścia kanału

Końcówka nr 2

Poszukiwanie kanału MV2 (drugiego kanału w korzeniu mezialnym policzkowym)

Końcówka nr 4

Usuwanie metalowych wkładów

Końcówka nr 5

Odstąpienie oryginalnej anatomii dna komory miazgi (zwapnienia, usuwanie starych materiałów wypełniających)

Dowiedz się więcej:



621 PLN

TruNatomy™

Przy zakupie 3 blistrów TruNatomy™ (1 blister = 3 pilniki)

GRATIS: 1 opakowanie **ćwieków gutaperkowych Assortment**, ORAZ 1x TruNatomy™ Sequence (1 blister = 3 pilniki)



+GRATIS



966 PLN


GuttaCore®

Przy zakupie 6 dowolnych blistrów Guttacore® (1 blister = 6 obturatorów)

GRATIS: 2x GuttaCore® (opakowanie 6 obturatorów)

+GRATIS

6x



2x



11300 PLN

Gutta-Smart™

Przy zakupie Gutta-Smart™

GRATIS: pakiet akcesoriów o wartości 1100 PLN

o wartości
1100 PLN

+ pakiet akcesoriów
GRATIS



Dentsply Sirona

MAILLEFER

552 PLN

ProTaper Ultimate™

Przy zakupie 2 blisterów ProTaper Ultimate™ Sequence
(1 blister = 5 pilników)

GRATIS: 1 opakowanie ćwieków gutaperkowych
ProTaper Ultimate™ Assortment



+GRATIS



996 PLN

ProTaper Ultimate™

Przy zakupie 6 blisterów ProTaper Ultimate™
(1 blister = 3 pilniki)

GRATIS: 1x ProTaper Ultimate Sequence
(1 blister = 5 pilników)



+GRATIS



Przy zakupie dwóch tych samych promocji z gwiazdką dodatkowy GRATIS: 1 opakowanie ćwieków gutaperkowych do danego systemu (W1G Primary, PTG Assortment, PTN X2/X3)

998 PLN *

WaveOne® Gold

Przy zakupie 4 dowolnych blisterów
WaveOne® Gold (1 blister = 3 pilniki)

GRATIS: 1 blister WaveOne® Gold Primary
(1 blister = 3 pilniki)



+GRATIS



1240 PLN *

ProTaper Gold®

Przy zakupie 4 dowolnych blisterów
ProTaper Gold® (1 blister = 6 pilników)

GRATIS: 1 blister ProTaper Gold®
Assortment (1 blister = 6 pilników)



+GRATIS



777 PLN *

ProTaper Next™

przy zakupie 3 dowolnych blisterów
ProTaper Next™ (1 blister = 3 pilniki)

GRATIS: 1x ProTaper Next™ Assortment
(opakowanie 3 pilniki)



+GRATIS



1195 PLN

Neo Spectra™ ST

Przy zakupie 5 opakowań Neo Spectra™ ST HV/LV/Effects
(1 opakowanie = 16 kompiul po 0,25 g)

GRATIS: 2 opakowania Neo Spectra™ ST HV
(1 opakowanie = 16 kompiul po 0,25 g) A2
LUB

2 opakowania Neo Spectra™ ST LV
(1 opakowanie = 16 kompiul po 0,25 g) A2

5x



+GRATIS

HV LUB LV
x2



NeoSpectra™ ST flow

Do zastosowań tam, gdzie estetyka
odgrywa większą rolę.



- ✓ **Wysoka estetyka**
5 odcieni odwzorowuje wszystkie kolory Vita
- ✓ **Doskonała polerowalność**
Szybko osiąga wysoki połysk
- ✓ **Aplikacja flow on demand**
Pozostaje na miejscu do rozpoczęcia aplikacji

446 PLN

Neo Spectra™ ST flow

Przy zakupie 2 opakowań

Neo Spectra™ ST flow

(1 opakowanie = 2 strzykawki po 1,8 g)

GRATIS: 1x Neo Spectra™ ST strzykawka flow A2
(1x strzykawka po 1,8 g)

2x



+GRATIS



849 PLN

Neo Spectra™ ST Eco Kit

HV lub LV

Przy zakupie Neo Spectra™ ST Eco Kit
(3x A2, 3x A3, Prime&Bond Universal 2,5ml)

GRATIS: 1x Neo Spectra™ ST flow A2/A3
(4x kopiula A2 po 0,25 g,
4x kopiula A3 po 0,25 g)
LUB 1x Neospectra flow Strzykawka A2 (1,8g)



+GRATIS



849 PLN

Neo Spectra™ ST Intro Kit

HV lub LV

Przy zakupie Neo Spectra™ ST Intro Kit (A1,
A2, A3, A3,5, A4, Prime&Bond Universal 2,5ml)

GRATIS: 1x Neo Spectra™ ST flow A2/A3
(4x kopiula A2, 4x kopiula A3) ORAZ
strzykawka Neo Spectra™ ST A2 (HV lub LV)



+GRATIS



690 PLN

Neo Spectra™ ST flow

Przy zakupie 3x Neo Spectra™ ST flow A2
(opakowanie 16 kopiul po 0,25g)

GRATIS: 1x Neo Spectra™ ST A2
(opakowanie 16 kopiul po 0,25g)



+GRATIS



716 PLN **4+1**

Neo Spectra™ ST

Przy zakupie 4 strzykawek
Neo Spectra™ ST HV/LV/Effects (3g)
GRATIS: 1 strzykawka
Neo Spectra™ ST HV LUB LV (3g) A2

4x



+GRATIS

1x



1432 PLN **8+3**

Neo Spectra™ ST

Przy zakupie 8 strzykawek
Neo Spectra™ ST HV/LV/Effects (3g)
GRATIS: 3 strzykawki
Neo Spectra™ ST HV LUB LV (3g) A2

8x



+GRATIS

3x



2685 PLN **15+7**

Neo Spectra™ ST

Przy zakupie 15 strzykawek
Neo Spectra™ ST HV/LV/Effects (3g)
GRATIS: 7 strzykawek
Neo Spectra™ ST HV LUB LV (3g) A2

15x



+GRATIS

7x



MÓJ MIX* Palodent V3

Przy zakupie produktów:

Uzupełnienie pierścieni 2 szt. (Universal lub Narrow)
o wartości **870 PLN**

Uzupełnienie formówek 50 szt. (3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm lub 7,5 mm) o wartości **240 PLN**

Uzupełnienie formówek z powierzchnią EZ Coat 50 szt. (3,5 mm; 4,5 mm; 6,5 mm lub 7,5 mm) o wartości **275 PLN**

Uzupełnienie klinów (Small, Medium lub Large) o wartości **185 PLN**

Uzupełnienie klinów ochronnych Wedge Guard (Small, Medium lub Large) o wartości **280 PLN**

Uzupełnienie Palodent 360 (4,5 mm, 5,5 mm lub 6,6 mm) o wartości **278 PLN**



Przy kwocie minimum **1100 PLN** otrzymasz **GRATIS:**
Palodent V3 Universal
(1 pierścień)

Przy kwocie
1100 PLN otrzymasz



Przy kwocie minimum **2000 PLN** otrzymasz **GRATIS:**
Palodent V3 Narrow
(2 pierścienie) lub
Palodent V3 Universal
(2 pierścienie)

Przy kwocie
2000 PLN otrzymasz



LUB

2240 PLN

Palodent® V3

Przy zakupie 1 zestawu **Palodent® V3 Intro Kit** zawierającego:

100 formówek po 25 szt., rozmiary: 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm;

75 klinów po 25 szt., rozmiary: Small, Medium, Large,

30 klinów ochronnych Wedge Guards po 10 szt.,
rozmiary: Small, Medium, Large.

1 uniwersalny pierścień, 1 wąski pierścień, 1 kleszcze, 1 pęseta

GRATIS: Palodent V3 Universal Ring (2 pierścienie) ORAZ

Palodent V3 Matrices EZ 7,5 mm (opakowanie 50 szt.)

LUB

Palodent V3 Narrow Ring (2 pierścienie) ORAZ

Palodent V3 Matrices EZ 7,5 mm (opakowanie 50 szt.)



+GRATIS



LUB



556 PLN

Palodent® 360

Przy zakupie 2 opakowań

Palodent® 360 (opakowanie 48 szt.)

GRATIS: opakowanie Palodent® 360

(opakowanie 24 szt.) 5,5 mm



x2

+GRATIS



* W skład promocji MÓJ MIX nie wchodzi zestaw startowy Palodent V3.

** Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

1082 PLN

SDR® Plus

Przy zakupie opakowania
1x SDR® Plus Eco (50 kompiul)
ORAZ opakowania
1x SDR® Plus Refill (15 kompiul)

GRATIS:

1x SDR® Plus Refill

Universal (15 kompiul) ORAZ

Neo Spectra™ ST A2 HV (1x strzykawka)



490 PLN

Aquasil

Przy zakupie 1x Aquasil Ultra+ (zestaw = 2x 250 ml), 1x nabój (LV/XLV)
GRATIS: Kończówka mieszająca (40 szt.)



+GRATIS

1032 PLN

SDR® Plus Refill

Przy zakupie 4 opakowań
SDR® Plus Refill (15 kompiul)
GRATIS: 1x SDR® Plus Refill
Universal (15 kompiul)



980 PLN

Aquasil

Przy zakupie 2x Aquasil Ultra+ (zestaw = 2x 250 ml), 1x nabój (LV/XLV)
GRATIS: Aquasil Ultra+ I warstwa (2x 250 ml)



+GRATIS

436 PLN

Enhance®

Przy zakupie 2 opakowań
Enhance® Refill (30 szt.)
kielich, płomień lub dysk
GRATIS:

Neo Spectra™ ST A2 (HV lub LV)
(1x strzykawka)



+GRATIS

LUB



482 PLN

Prime&Bond universal™

Przy zakupie 2 butelek
Prime&Bond universal™ (4 ml)

GRATIS:

Prime&Bond universal™ (2,5 ml)




+GRATIS





Dowiedz się
więcej:



Lucitone Digital Print 3D

Wyjątkowa wytrzymałość i estetyka.

Rolą płyty protezy jest zapewnienie podpory dla zębów protezy jak również stworzenie optymalnej powierzchni kontaktu pomiędzy zębami a tkankami dziąsła i pośrednio - kością żębodołową. Równowaga pomiędzy wytrzymałością na uderzenia a wytrzymałością na zginanie decyduje o komforcie użytkowania protezy oraz o odporności na uszkodzenia spowodowane upuszczeniem lub gryzieniem. Dobrze wyważona płyta protezy jest zarówno wytrzymała jak i wygodna.

Drukowana z Lucitone Digital Print 3D płyta protezy jest odpowiednio sztywna, aby zagwarantować wygodne noszenie, ale też skuteczne utrzymanie zębów we właściwej pozycji podczas gryzienia. Jest również wystarczająco wytrzymała, aby zapewnić stabilność podczas nieregularnej resorpcji wyrostka żębodołowego oraz odporność na różne zdarzenia podczas codziennego użytkowania protezy.

BAM! Body-Activated Material. W żywicy Lucitone 3D wykorzystano zaawansowaną technologię polimerów, która sprawia, że proteza w temperaturze ciała podwaja swoją wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (np. przy nagryzaniu).

Dentsply Sirona opracowując Lucitone 3D wykorzystała swoje ponad 100-letnie doświadczenia w badaniach i produkcji materiałów na protezy współpracując z zespołami naukowców i specjalistów klinicznych.

Dentsply Sirona organizuje kursy wykonywania protez drukowanych dla laboratoriów protetycznych.

Informacje i zapisy: tel. 663 888 520



Dowiedz się
więcej:



Energo

Nowa generacja kątnic

- Zoptymalizowana konstrukcja mechaniczna zapewnia wyższą wytrzymałość i żywotność kątницы. Poza tym, możesz cieszyć się, wyjątkową w branży, trzyletnią gwarancją.
- Elektryczna kątница Energo posiada mniejszą główkę i kształt układający się lepiej w dłoni, dzięki czemu doskonale widzisz wszystko i masz lepszy dostęp do obszaru preparacji.
- Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dlatego opracowaliśmy najlepsze chłodzenie główki kątницы na rynku, aby ograniczyć do minimum ryzyko przegrzania się uchwytu mocującego wiertło.
- Lekkie, wytrzymałe kątnice zbudowane ze zoptymalizowanej mieszanki stali i tytanu oraz ergonomiczna konstrukcja zapewniają, że pracujesz wygodnie i precyzyjnie.
- Czerwona kątница z miniaturową dyszą spryskiwacza zapewnia perfekcyjnie cichą pracę.

Pureclave

Sterylizator przekraczający oczekiwania

- Tak wiele elementów, tak wiele technologii i tak wiele części, aby sprostać codziennym wymaganiom zaawansowanego sterylizatora klasy B!
- Gładkie powierzchnie, ergonomiczny design – i krystalicznie czysty kolorowy wyświetlacz.
- Struktura menu i sztuczna inteligencja sprawiają, że zaawansowana sterylizacja staje się prostym, wygodnym i bezpiecznym systemem.
- Funkcja EliTrace - Możliwość śledzenia wstecz do pojedynczego instrumentu bez konieczności obsługi dokumentów papierowych, dedykowanego komputera lub oprogramowania.
- Funkcja Eco Dry+ - Zaawansowana opatentowana technologia która dostosowuje czas suszenia do masy wsadu. Skraca to czas cyklu, wydłuża żywotność instrumentów i optymalizuje zużycie energii.
- Wybierz wersję idealną dla siebie: Pureclave S1/S2/S3.





Dowiedz się
więcej:



Primescan

Odkryj przyjemność skanowania
z naszą niezawodną technologią

Primescan w ofercie specjalnej – „Pakiet na rozwój”.

Przy zakupie skanera Primescan otrzymasz jeden
z 3 pakietów na rozwój, do wyboru.*

Szerokie pole obrazowania

Szerokie pole obrazowania Primescan umożliwia uchwycenie wszystkiego w polu widzenia kamery. Technologia dynamicznego skanowania umożliwia wykonywanie dokładnych skanów na głębokość nawet 20 mm - kluczowa cecha przy procedurach przydziąsłowych. Płynne skanowanie materiałów odbijających światło, jak np. metalowe korony, to brak ograniczeń w wyborze przypadków do pracy cyfrowej.

Inteligentna analiza danych

Innowacyjna analiza danych umożliwia sprawniejszą pracę oprogramowania natychmiast dostarczając wszystkie niezbędne dane do stworzenia modelu. Automatyczne usuwanie artefaktów następuje w czasie rzeczywistym, by model był od razu czytelny.

Rozwinięty koncept higieniczny

Trzy różne końcówki kamery, które możesz stosować w Twojej praktyce. Końcówka ze stali nierdzewnej wyposażona w szafirowe szkło- przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej i końcówka jednorazowa dostępne są w zestawie. Końcówka do sterylizacji w autoklawie dostępna jest opcjonalnie.

Smart Pixel Sensor

Jeszcze szybsze i płynniejsze skanowanie. Innowacyjny czujnik smart pixel sensor przetwarza 50 000 obrazów na sekundę, reprodukuje realistyczne i dokładne wizualizacje. Skanując z niesamowitą dokładnością, Primescan pokazuje kompletną wizualizację 3D struktur w obrębie kamery, od pierwszego skanowania.



Primescan Connect

Primescan AC



Czujnik ruchu

Skaner uruchamia się automatycznie po wyjęciu z uchwytu. Skanowanie możesz rozpocząć w mniej niż 1 sekundę po automatycznym uruchomieniu.

Podgrzewana i odporna na zaparowanie kamera

Primescan zapewnia ciągle podgrzewanie kamery, dzięki czemu możesz przystąpić do skanowania w dowolnym momencie. Całkowicie zamknięte okienko kamery, zapobiegające wnikananiu płynów w trakcie skanowania.

* Dowiedz się więcej o możliwościach wyboru pakietu u swojego dystrybutora Dentsply Sirona bądź lokalnego przedstawiciela.



Przezroczyste nakładki
ortodontyczne
zaprojektowane, by
przynosić uśmiech.



Przezroczyste nakładki odgrywają ważną rolę w leczeniu wad zgryzu. W rękach lekarza nakładki mogą osiągnąć więcej niż poprawę estetyki.

Odkryj liczne opcje linii przycięcia nakładek, aby dostosować się do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych pacjentów. Sposób przycięcia to potężne narzędzie, dające lekarzowi kontrolę nad siłą działającą na zęby, niezależnie od wykorzystania attachmentów. SureSmile® oferuje 20 różnych wysokości linii przycięcia (co 0,1 mm) oraz dwa kształty (podążający za linią dziąsła i prosty).



Skuteczne i przewidywalne plany leczenia SureSmile® zaczynają się od pobrania wysokiej jakości wycisku cyfrowego. SureSmile® to otwarta platforma, która akceptuje wyciski cyfrowe z Primescan® oraz innych powszechnie stosowanych skanerów wewnątrzustnych, co umożliwia bezproblemową integrację z funkcjonującymi już w gabinecie procesami cyfrowymi.



Edukacja z pasją

Nasi wykładowcy:



Lek. dent.
Michał
Kowalik



Dr n. med.
Michał
Bednarski



Dr n. med.
Grzegorz
Szczurko



Tech. dent.
Karolina
Maksymowicz



Lek. dent.
Bartłomiej
Załeski



Dr n. med.
Tomasz
Olek



Lek. dent.
Joanna
Kowalska



Lek. dent.
Ewa
Dudkiewicz



Lek. dent.
Justyna
Trzcńska

3D Endo

✓ Trójwymiarowe kształtowanie mechaniczne.

✓ Trójwymiarowe opracowanie chemiczne.

✓ Trójwymiarowa obturacja.

Endodoncja – jak każda dziedzina współczesnej stomatologii – ewoluuje wraz z postępem technologicznym i wdrażaniem nowych, dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań. Diagnostyka, przygotowanie prawidłowego dostępu do jamy zęba, czyszczenie i kształtowanie kanału, a następnie trójwymiarowe wypełnianie pozostaje złotym standardem, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu klinicznego.

Na zajęciach przedstawimy metody leczenia bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach. Wykorzystamy przy tym najnowsze, najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia oferowane przez Dentsply Sirona Endodontics. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia wszystkich zaprezentowanych przez nas technik, procedur i protokołów klinicznych. Na zajęciach korzystać będziemy z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz najnowszego instrumentarium.

Dentysta Artysta

Warsztat, na którym zaprezentowane zostaną odpowiednie akcesoria, narzędzia oraz materiały, które skutecznie i trwale pomogą w odbudowie estetycznej w odcinku bocznym.

Nauczysz się również technik aplikacyjnych, które ułatwią wykonanie anatomicznych wypełnień.

Od korzenia do korony

Szkolenie łączące endodoncję oraz stomatologię zachowawczą. W części praktycznej wykonasz pełną procedurę, od przygotowania zęba do leczenia endodontycznego, odbudowy zrębu zęba, odbudowy powierzchni z uwzględnieniem szczelności dodziąsłowej oraz prawidłowej płaszczyzny kontaktu aż do polerowania wypełnień.

Fundamenty idealnej odbudowy bezpośredniej. Kompozyt w odcinku bocznym oraz przednim.

Na części teoretycznej dowiesz się między innymi, jak odpowiednio przygotować tkankę, wykonać adhezję, wypolerować wypełnienie czy odpowiednio dobrać kolor kompozytu. Na części praktycznej wykonasz samodzielnie odbudowę odcinka bocznego oraz przedniego.



Więcej informacji na temat szkoleń: <http://dentsplysironaacademy.pl/szkolenia>
lub u lokalnego przedstawiciela Dentsply Sirona.

NASZ ZESPÓŁ

**Małgorzata Wcisła**

Region Małopolski
Kraków, Nowy Targ, Olkusz,
Chrzanów, Wadowice, Brzesko
+48 663 888 923
malgorzata.wcisla@dentsplysirona.com

**Natalia Wiktorska**

Region Łódzki i Mazowiecki Zachodni
Łódź, Bełchatów, Sieradz, Płock, Grodzisk Maz.
+48 663 888 528
natalia.wiktorska@dentsplysirona.com

**Justyna Sękiewicz**

Region Podkarpacki i Małopolski Wschodni
Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz,
Mielec, Stalowa Wola, Przemyśl
+48 663 888 447
justyna.sekiewicz@dentsplysirona.com

**Magda Łacina**

Region Dolnośląski
Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubin,
Legnica, Głogów
+48 663 888 517
magda.lacina@dentsplysirona.com

**Aleksandra Boklak**

Region Warszawski
Warszawa i okolice
+48 663 888 923
aleksandra.boklak@dentsplysirona.com

**Tomasz Skrabel**


Region Śląski Południowy i Opolski
Bielsko-Biała, Rybnik, Gliwice, Zabrze,
Opole, Racibórz
+48 721 140 038
tomasz.skrabel@dentsplysirona.com

**Monika Wrzesińska**

Region Wielkopolski
Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła, Koło
+48 663 888 514
monika.wrzesinska@dentsplysirona.com

**Wojciech Niebudek**

Region Świętokrzyski, Mazowiecki Płd, Łódzki Wsch.
Kielce, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Radomsko,
Piotrków Trybunalski, Grójec
+48 887 213 213
wojciech.niebudek@dentsplysirona.com

**Region Lubelski i Mazowiecki Płd-Wsch**

Lublin, Zamość, Mińsk Mazowiecki
+48 532 408 248

**Grzegorz Janiszewski**

Region Zachodniopomorski i Lubuski
Szczecin, Gorzów Wielkopolski,
Zielona Góra, Słubice, Koszalin
+48 663 888 539
grzegorz.janiszewski@dentsplysirona.com

**Magdalena Kalinowska**

Region Podlaski, Warmiński Wsch, Mazowiecki Płn-Zach
Białystok, Suwałki, Ostrołęka, Siedlce
+48 880 666 587
magdalena.kalinowska@dentsplysirona.com

**Sylwia Łukawska**

Region Pomorski
Trójmiasto, Słupsk, Elbląg, Olsztyn
+48 663 888 512
sylwia.lukawska@dentsplysirona.com

**Karolina Kaczmarczyk**

Region Śląski Centralny i Płn.
Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Tychy
+48 663 888 296
karolina.kaczmarczyk@dentsplysirona.com

**Region Kujawsko-Pomorski**

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
+48 721 140 021

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Oferta ważna jest w okresie: września-grudnia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Ze względu na dostępność materiałów gratisowych realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury przesłanej nie później niż 2 tygodnie od daty jej wystawienia. Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Dentsply Sirona. Materiały gratisowe są przesyłane z biura Dentsply Sirona w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Zatwierdzone przez Dentsply Sirona Europe GmbH. Zatwierdzone przez Sirona Dental Systems GmbH. Zatwierdzone przez Degudent GmbH. Zatwierdzone przez Dentsply Sirona Orthodontics. Zatwierdzone przez Zhermack S.p.A.